


Bonegraft Chondro Matrix




Bonegraft Chondro Matrix, esnek ve hidrofilik bir yapıya sahip olup Sodyum hyalüronat ile muamele edilmiş, steril, emilebilir matris süngeri benzeri işlenmemiş Poliglikolik asit (PGA) olan, ileri teknoloji bir kırıkta doku iskelesidir.

Bonegraft Chondro Matrix;

- Kırıkta oluşumunu etkin şekilde destekleyen hyalüronik asit içermektedir.
- PGA ve hyalüronik asit tabanlı olup kolajen ve hayvan dokusu içermemektedir.
- Optimize edilmiş gözenekli yapısı ve kimyasal bileşimi ile sağlıklı kırıkta doku yenilenme döngüsü için uygundur.
- Biyoemilebilir yapıda olup kırıkta rejenerasyonunu desteklemektedir.
- Kesim sırasında parçalanma ve/veya dağılma oluşmamaktadır.
- Bağlantılı por yapısı vücut sıvılarının ve hücrelerin penetrasyonu için uygundur.



Bonegraft Chondro Matrix



Hyalüronik Asit Bazlı Bonegraft Kırıkta Doku Onarım Matrisi'nin SEM Görüntüleri

ÜRÜN

REFERANS KODU

ÖLÇÜ

Bonegraft Chondro Matrix

BK202011

20-20-1,1 mm

BK203011

20-30-1,1 mm

BK251711

25-17-1,1 mm

BK252511

25-25-1,1 mm

BK253511

25-35-1,1 mm

BK353511

35-35-1,1 mm

BK202020

20-20-2,0 mm

BK251520

25-15-2,0 mm

BK371520

37-15-2,0 mm

BK451520

45-15-2,0 mm

